


Anti-Pka C-Alpha (Prkaca)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P17612

商品番号: CM0016079



前書き

PKA C-alpha (PRKACA)

に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。cAMPシグナル伝達およびキナーゼリン酸化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKA C-alpha (PRKACA) ウサギ pAb
備考/別名	CAFD1; PKACA; PPNAD4; PKA C-alpha (PRKACA)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5566
GeneID	5566
免疫原	合成ペプチド: ヒト PKA C-alpha (PRKACA) (NP_002721.1) のアミノ酸 1-351 に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17612
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ