


Anti-Pka C-Alpha Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17612

商品番号: CM0011889



前書き

PKA C-alpha (PRKACA)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA

で検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。cAMPシグナル伝達、がん、および血小板機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] PKA C-alpha Rabbit mAb
備考/別名	CAFD1; PKACA; PPNAD4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5566
遺伝子ID	5566
免疫原	組換えタンパク質 ヒト PKA C-alpha (PRKACA) (NP_002721.1) のアミノ酸 1-351 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17612
タンパク質分子量	41 kDa/40 kDa
配送	アイスバッグ