

Wb用抗Pka C-Beta（Prkacb）ウサギモノクローナル抗体 - P22694

商品番号: CM0007616

前書き

ヒトPKA C-beta（PRKACB）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。cAMPシグナル伝達およびキナーゼ機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKA C-beta（PRKACB）ウサギmAb
備考／別名	CAFD2 ; PKA C-beta（PRKACB）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5567
免疫原	ヒトPKA C-beta（PRKACB）のアミノ酸251～351に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22694
タンパク質分子量	41kDa
配送	保冷剤入りバッグ