

Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22694

商品番号: CM0027759

前書き

ヒトcAMP依存性プロテインキナーゼ触媒サブユニットベータ（PRKACB）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。cAMPシグナル伝達およびキナーゼ研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKA C-beta (PRKACB) Rabbit pAb
備考/別名	CAFD2; PKACB; PKA C-beta; PKA C-beta (PRKACB)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5567
GeneID	5567
免疫原	ヒトPKA C-beta (PRKACB) (NP_002722.1) のアミノ酸250-351内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22694
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ