


Anti-Pkacα Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P17612

商品番号: CM0022591



前書き

ヒトPKACα

(PRKACA)に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。cAMPシグナル伝達、キナーゼ活性、および関連する経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKACα Rabbit pAb
備考/別名	PRKACA, PKACA, PPNAD4, cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha, PKACα
種	ヒト
GeneID	5566 (Human)
免疫原	ヒトPKACα (NP_002721.1) のアミノ酸251-351内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17612
タンパク質分子量	39kDa/40kDa
配送	氷袋