


Wb、Elisa用 抗Pkc Alpha + Beta + Gamma モノクローナル抗体 - P05771 / P17252 / P05129 / Q02156

商品番号: CM0006327



前書き

PKC

alpha、beta、gammaを標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラット種に反応します。保存された免疫原設計により広範なアイソフォーム認識を保証し、プロテインキナーゼCシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC alpha + beta + gamma ウサギ mAb
備考/別名	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha + beta + gamma
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5578/5579/5582/5581
免疫原	ヒト PKC alpha + beta + gamma (NP_002728.2/NP_002729.2/NP_002730.1) のアミノ酸 300-500 に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05771/P17252/P05129/Q02156
タンパク質分子量	78kDa
発送	保冷バッグ