


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Pkcアルファモノクローナル抗体 - P17252

商品番号: CM0002485



前書き

ヒトPKCアルファ(P17252)を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IP、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。細胞シグナル伝達、癌、心臓生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKCアルファ ウサギmAb
略称・別名	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5578
GeneID	5578
免疫原	ヒトPKCアルファ(P17252)のアミノ酸573～672番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252
タンパク質分子量	77kDa
輸送方法	保冷剤