


抗Pkcアルファ ウサギモノクローナル抗体（Wb/Elisa用） - P17252

商品番号: CM0007148



前書き

ヒトPKCアルファを標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウス・ラットとも交差反応します。がん、心肥大、細胞シグナル伝達研究に最適です。分子量は約77kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKCアルファ ウサギmAb
別名	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5578
免疫原	ヒトPKCアルファ（NP_002728.2）のアミノ酸200～300番付近の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	氷袋