


Wb、Elisa用抗Pkcアルファ ウサギポリクローナル抗体 - P17252

商品番号: CM0018711



前書き

PKCアルファを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。77kDaのタンパク質を認識し、がん、循環器、免疫研究におけるキナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC alpha Rabbit pAb
備考／別名	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5578
遺伝子ID	5578
免疫原	合成ペプチド ヒトPKCアルファ (NP_002728.2) のアミノ酸573～672番領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252
タンパク質分子量	77kDa
輸送方法	保冷剤