


抗Pkc Alphaウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P17252

商品番号: CM0014016



前書き

ヒトPKC

alphaに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞シグナル伝達、がん、心血管生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC alpha ウサギpAb
備考/別名	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5578
GeneID	5578
免疫原	ヒトPKC alphaのアミノ酸573-672の配列に対応する合成ペプチド (NP_002728.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252
タンパク質重量	77kDa
配送	アイスバッグ