


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Pkcα ウサギ Polymab® - P17252

商品番号: CM0007064



前書き

ヒトPKCαを標的とする高特異性モノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞シグナル伝達、がん研究、キナーゼ研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKCα ウサギ PolymAb®
備考/別名	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5578
GeneID	5578
免疫原	ヒトPKCαの組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252
タンパク質分子量	77 kDa
発送方法	保冷バッグ