


抗Pkc-Betaウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P05771

商品番号: CM0015583



前書き

ヒトPKC-

beta（PRKCB）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。シグナル伝達、がん、免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PKC-beta Rabbit pAb
別名	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5579
GeneID	5579
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPKC-beta (NP_997700.1) のアミノ酸260〜340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05771
タンパク質分子量	77kDa
輸送方法	保冷剤