


## 抗Pkc Deltaウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q05655

商品番号: CM0010260



### 前書き

#### ヒトPKC

deltaを標的とするウサギモノクローナル抗体（Q05655）です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシスおよび癌研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | PKC delta Rabbit mAb                                 |
| 備考/別名       | MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta      |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 5580                                                 |
| GeneID      | 5580                                                 |
| 免疫原         | ヒトPKC delta（Q05655）のアミノ酸547～653番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                            |
| 用途          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                           |
| SWISS       | Q05655                                               |
| タンパク質分子量    | 78 kDa                                               |
| 発送方法        | 保冷剤                                                  |