


Anti-Pkc Gamma モノクローナル抗体（Wb用） - P05129

商品番号: CM0005851



前書き

ヒトPKC

gammaを標的とする高特異性のウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経シグナル伝達、シナプス可塑性、疼痛、および神経変性に関する研究に役立つツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC gamma Rabbit mAb
備考/別名	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5582
遺伝子ID	5582
免疫原	ヒトPKC gamma (P05129) のアミノ酸604-697に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P05129
タンパク質分子量	78kDa
配送	氷袋