


抗Pkc Gammaウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P05129

商品番号: CM0027969



前書き

PKC

gammaを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの実験に検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、神経科学およびキナーゼシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC gamma Rabbit pAb
備考／別名	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5582
GeneID	5582
免疫原	ヒトPKC gamma (NP_002730.1) のアミノ酸558-697番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05129
タンパク質分子量	78kDa
発送	氷袋梱包