

Anti-Pkc Mu (Prkd1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q15139

商品番号: CM0007092

前書き

ヒトPKC mu (PRKD1、Q15139) を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。キナーゼシグナル伝達、細胞移動、ゴルジ輸送、および心臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC mu Rabbit mAb
備考/別名	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5587
GeneID	5587
免疫原	合成ペプチド - ヒトPKC mu (Q15139) のアミノ酸200-300以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15139
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋