

Wb・Elisa向け抗Pkc Mu ウサギポリクローナル抗体 - Q15139

商品番号: CM0021798

前書き

ヒトPKC mu

(PRKD1)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。細胞シグナル伝達、がん、心肥大の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC mu Rabbit pAb
備考/別名	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5587
遺伝子ID	5587
免疫原	ヒトPKC mu (NP_002733.2)のアミノ酸800～900番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15139
タンパク質分子量	102kDa
発送方法	保冷剤