

## Wb、Elisa用抗Pkcゼタ モノクローナル抗体 - Q05513

商品番号: CM0007061

### 前書き

CamelBioは、WB、ELISA用の検証済み抗PKCゼタウサギmAbを提供します。標的タンパク質キナーゼCゼタ（PRKCZ、PKC2）は、PI3K経路、NF-kB活性化、細胞極性において機能します。シグナル伝達、炎症、がんに関するヒト研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                  |
|----------|----------------------------------------------------|
| 製品名      | PKC-ゼタ ウサギmAb                                      |
| 備考/別名    | PRKCZ; PKC-ZETA; PKC2; プロテインキナーゼCゼタ; PKCゼタ         |
| 種        | ヒト                                                 |
| GeneID   | 5590                                               |
| 免疫原      | ヒトPKCゼタ（NP_002735.3）のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                          |
| 適用       | WB、ELISA                                           |
| 交差反応性    | ヒト                                                 |
| SWISS    | Q05513                                             |
| タンパク質分子量 | 46kDa/56kDa/67kDa                                  |
| 発送       | 保冷バッグ                                              |