

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Pkc Zeta ポリクローナル抗体 - Q05513

商品番号: CM0029470

前書き

PKC zeta (nPKC-zeta)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。PI 3K経路、MAPKカスケード、細胞極性、NF-kB活性化、インスリンシグナル伝達、炎症の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKC zeta Rabbit pAb
備考/別名	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5590
遺伝子ID	5590
免疫原	ヒトPKC zeta (NP_002735.3) のアミノ酸476-547に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05513
タンパク質分子量	68kDa
配送方法	保冷バッグ