

抗Pkcゼータウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05513

商品番号: CM0016651

前書き

ヒトPKCゼータ（SWISS Q05513）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証されており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。PI3K、MAPK、NF-カッパBシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PKCゼータ ウサギpAb
別名	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5590
GeneID	5590
免疫原	ヒトPKCゼータ（NP_002735.3）のアミノ酸476-547番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05513
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	保冷剤梱包