


Wb、Elisa用 抗Pkcεウサギモノクローナル抗体 - Q02156

商品番号: CM0006392



前書き

PKCε (nPKC-epsilon)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに使用できます。ヒト、マウス、ラット種に反応性を示します。細胞接着、遊走、免疫応答におけるキナーゼシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKCε ウサギ mAb
備考/別名	PKCε; nPKC-epsilon; PKCε
種	ヒト
遺伝子ID	5581
免疫原	ヒトPKCε (NP_005391.1) のアミノ酸488-737に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02156
タンパク質分子量	84 kDa
輸送	保冷バッグ