

Anti-Pkd1L2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q7Z442

商品番号: CM0015835

前書き

ヒトPKD1L2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。ポリシスチン1様タンパク質2の機能解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKD1L2 Rabbit pAb
備考/別名	PC1L2; PKD1L2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114780
GeneID	114780
免疫原	ヒトPKD1L2（NP_001265352.1）のアミノ酸1-306に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q7Z442
タンパク質分子量	273kDa
配送	アイスバッグ