


## 抗Pkd2（ポリシスチン-2）ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa対応 - Q13563

商品番号: CM0026971



### 前書き

ヒトPKD2（ポリシスチン-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。腎臓疾患およびイオンチャンネルシグナル伝達研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | PKD2 Rabbit pAb                                    |
| 別名         | PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2                      |
| 種          | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5311                                               |
| 遺伝子ID      | 5311                                               |
| 免疫原        | ヒトPKD2 (NP_000288.1) のアミノ酸731~830領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                          |
| 用途         | WB、ELISA                                           |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                         |
| SWISS      | Q13563                                             |
| タンパク質分子量   | 110kDa                                             |
| 輸送方法       | 氷袋                                                 |