


ウェスタンブロット、Elisa用 抗Pkd2 ウサギポリクローナル抗体 - Q13563

商品番号: CM0025753



前書き

ヒトポリシスチン-2 (PKD2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。カルシウムチャネル機能および多発性嚢胞腎疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKD2 ウサギ pAb
備考/別名	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2; PKD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5311
GeneID	5311
免疫原	ヒトPKD2 (NP_000288.1) のアミノ酸879-968に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13563
タンパク質分子量	110kDa
輸送	保冷バッグ