


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pkm1/2 ウサギポリクローナル抗体 - P14618

商品番号: CM0018609



前書き

PKM1/2 (SWISS P14618)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。解糖系およびがん代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKM1/2 ウサギ pAb
備考/別名	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM1/2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5315
遺伝子ID	5315
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14618
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷剤