


Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Pkm1/2 ウサギ Polymab[®]

モノクローナル抗体 - P14618

商品番号: CM0008594



前書き

WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISA用に検証済みの高品質なウサギモノクローナル抗PKM1/2抗体。マウスおよびラットと交差反応性あり。解糖系および癌代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKM1/2 ウサギ PolymAb [®]
備考/別名	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5315
GeneID	5315
免疫原	合成ペプチド ヒトPKM1/2のアミノ酸321-420に対応する配列の合成ペプチド (NP_001193728.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14618
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ