


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Pkm2 ウサギポリクローナル抗体 - P14618

商品番号: CM0015422



前書き

PKM2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPKM2と反応します。解糖系およびがん代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKM2 ウサギ pAb
備考/別名	PK3, TCB, p58, OIP3, PKM2, CTHBP, THBP1, HEL-S-30
種	ヒト
GeneID	5315
免疫原	PKM2 (NP_001193728.1) のアミノ酸11-221に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14618
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ