


Wb、If/Icc、Elisa用Pkm2特異的ウサギポリクローナル抗体 - P14618

商品番号: CM0021648



前書き

ヒトPKM2（58kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットとの交差反応性あり。がんにおけるPKM2の解糖系および転写制御における二重の役割の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PKM2特異的ウサギpAb
備考/別名	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; PKM2-specific
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5315
免疫原	ヒトPKM2特異的タンパク質 (NP_00262645.3) のアミノ酸380-480以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14618
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ