


Wb・Elisa向け抗Pkmty1ポリクローナル抗体 - Q99640

商品番号: CM0020550



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのウサギ由来抗PKMYT1ポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのPKMYT1キナーゼと交差反応します。細胞周期と分裂期制御研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PKMYT1 ウサギ pAb
備考／別名	MYT1; PPP1R126; PKMYT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9088
GeneID	9088
免疫原	ヒトPKMYT1 (NP_004194.3)のアミノ酸75～362番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99640
タンパク質分子量	55kDa
輸送方法	氷袋梱包