


Wb、Elisa用抗Pkn1ポリクローナル抗体 - Q16512

商品番号: CM0013156



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギポリクローナルPKN1抗体。ヒトおよびマウスのPKN1（細胞骨格調節、細胞移動、転写に参与するセリン/スレオニンキナーゼ）と反応します。がんおよび細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKN1 Rabbit pAb
備考/別名	DBK; PKN; PAK1; PRK1; PAK-1; PRKCL1; PKN-ALPHA; PKN1
種	ヒト
遺伝子ID	5585 (ヒト)
免疫原	ヒトPKN1 (NP_002732.3) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16512
タンパク質分子量	104kDa
配送	アイスバッグ