


Anti-Pknox1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P55347

商品番号: CM0024226



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証されたPKNOX1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプル中のPKNOX1 (PREP-1) 検出に適しています。転写調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKNOX1 ウサギ pAb
備考/別名	PREP1; pknox1c; PKNOX1
種	ヒト
GeneID	5316
免疫原	ヒト PKNOX1 (NP_004562.2) のアミノ酸322-436に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P55347
タンパク質分子量	48kDa
配送	保冷バッグ