


Wb用Anti-Pkp2ポリクローナル抗体 - Q99959

商品番号: CM0027839



前書き

PKP2（プラコフィリン-

2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAで検証済み。免疫原aa 578-

837。デスモソーム生物学、心臓電気生理学、およびインフルエンザA宿主制限の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKP2 Rabbit pAb
備考/別名	ARVD9; PKP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5318
免疫原	ヒトPKP2 (NP_001005242.2) のアミノ酸578-837に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWSWISS	Q99959
タンパク質分子量	97kDa
配送	氷袋