

Wb、If/Icc、Elisa用抗Pkr/Eif2Ak2 モノクローナル抗体 - P19525

商品番号: CM0002728



前書き

ヒトサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISA用にバリデートされた抗PKR/EIF2AK2

ウサギモノクローナル抗体。抗ウイルス自然免疫に関与するインターフェロン誘導性dsRNA活性化キナーゼを検出します。ウイルス感染およびストレス応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKR/EIF2AK2 ウサギmAb
備考/別名	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5610
GeneID	5610
免疫原	ヒトPKR/EIF2AK2 (P19525) のアミノ酸450-551に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19525
タンパク質分子量	62 kDa
輸送	保冷バッグ