

Anti-Pkr/Eif2Ak2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P19525

商品番号: CM0024808



前書き

ヒトPKR/EIF2AK2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ウイルス感染に対する自然免疫、ストレス応答、およびシグナル伝達において重要な役割を果たす、インターフェロン誘導性dsRNA活性化キナーゼを認識します。ウイルス感染、がん、および炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PKR/EIF2AK2 Rabbit pAb
備考/別名	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5610
遺伝子ID	5610
免疫原	ヒトPKR/EIF2AK2 (NP_002750.1) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19525
タンパク質分子量	62kDa
配送	氷袋