


ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Pla2G1B ウサギポリクローナル抗体 - P04054

商品番号: CM0026613



前書き

ヒトPLA2G1B（ホスホリパーゼA2）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに使用できます。ヒトおよびマウスと交差反応性があります。標的はリン脂質代謝、炎症、抗蠕虫防御に関与しています。消化酵素研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2G1B ウサギ pAb
備考/別名	PLA2; PLA2A; PPLA2; PLA2G1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5319
GeneID	5319
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPLA2G1B (NP_000919.1)のアミノ酸23-148に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P04054
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ