


Anti-Pla2G2A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P14555

商品番号: CM0003397



前書き

ヒト PLA2G2A (sPLA2-IIA)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。W BおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。炎症、宿主防御、および脂質シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2G2A Rabbit mAb
備考/別名	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
種	ヒト
GeneID	5320
免疫原	ヒトPLA2G2A (P14555) のアミノ酸65-144以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14555
タンパク質分子量	16 kDa
配送	アイスパック