

Wb、Elisa用 抗Pla2G2A ウサギポリクローナル抗体 - P14555

商品番号: CM0013138



前書き

炎症および抗菌防御に関与する分泌型ホスホリパーゼ A2、ヒト PLA2G2A に対するウサギポリクローナル抗体。WB および ELISA で検証済み。脂質代謝および宿主防御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2G2A ウサギ pAb
備考/別名	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5320
GeneID	5320
免疫原	ヒト PLA2G2A (NP_001155201.1) のアミノ酸21-144に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14555
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ