

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pla2G2D ウサギポリクローナル抗体 - Q9Unk4

商品番号: CM0030011

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用にバリデーション済みの高品質な抗PLA2G2Dウサギポリクローナル抗体。抗炎症応答に参与する分泌型ホスホリパーゼA2であるヒトおよびラットのPLA2G2Dを検出します。免疫学および脂質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2G2D Rabbit pAb
備考/別名	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26279
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPLA2G2D (NP_036532.1) のアミノ酸21-145に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9UNK4
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ