

## Antiwb-Elisa用Pla2G3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nz20

商品番号: CM0020616

### 前書き

ヒトPLA2G3 (sPLA2-III)  
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。PLA2G3は、脂質代謝、炎症、および繊毛形成に関与する分泌型ホスホリパーゼA2です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 製品名         | PLA2G3 Rabbit pAb                                  |
| 備考/別名       | SPLA2III; sPLA2-III; GIII-SPLA2; PLA2G3            |
| 種           | ヒト                                                 |
| GeneID (ヒト) | 50487                                              |
| GeneID      | 50487                                              |
| 免疫原         | ヒトPLA2G3 (NP_056530.2) のアミノ酸400-500内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース         | ウサギ                                                |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                          |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                          |
| 交差反応性       | ヒト, マウス                                            |
| SWISS       | Q9NZ20                                             |
| タンパク質分子量    | 57kDa                                              |
| 配送          | アイスバッグ                                             |