


Wb・Elisa用抗Pla2G4Aウサギポリクローナル抗体 - P47712

商品番号: CM0017327



前書き

ヒト細胞質ホスホリパーゼA2（PLA2G4A、cPLA2α）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスのタンパク質を検出します。標的はアラキドン酸生成と炎症反応に関与しています。 - P47712

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2G4A ウサギpAb
別名	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alpha; PLA2G4A
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5321
遺伝子ID	5321
免疫原	組換えタンパク質[ヒトPLA2G4A (NP_077734.1) のアミノ酸550～749番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質]
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P47712
タンパク質分子量	85kDa
輸送方法	保冷剤