

抗Pla2G4C ウサギポリクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - Q9Up65

商品番号: CM0024979

前書き

ヒト細胞質ホスホリパーゼA2ガンマ(PLA2G4C)に対するウサギポリクローナル抗体です。IF/ICCおよびELISAへの使用に適しており、リン脂質リモデリング、脂肪滴生合成、ウイルス感染機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗PLA2G4C ウサギポリクローナル抗体
別名	CPLA2-gamma; PLA2G4C
対象種	ヒト
GeneID	8605
免疫原	ヒトPLA2G4C（NP_003697.2）のアミノ酸1-189番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UP65
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	保冷剤