

If/Icc、Elisa用抗Pla2G4D/Cpla2Deltaポリクローナル抗体 - Q86Xp0

商品番号: CM0015742



前書き

ヒトの細胞質ホスホリパーゼA2デルタ(PLA2G4D/cPLA2delta)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAに対応しています。脂質代謝と炎症に関与し、重層上皮で発現しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2G4D ウサギ pAb
別名	cPLA2delta; PLA2G4D
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	283748
遺伝子ID	283748
免疫原	ヒトPLA2G4D (NP_828848.3)のアミノ酸510～680番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86XP0
タンパク質分子量	92kDa
輸送方法	保冷剤