

WbおよびElisa用 抗Pla2G6 ウサギポリクローナル抗体 - O60733

商品番号: CM0026382

前書き

PLA2G6特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ラットと交差反応します。リン脂質代謝、ミトコンドリア機能、および神経変性に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2G6 Rabbit pAb
備考/別名	GVI; PLA2; INAD1; NBIA2; iPLA2; NBIA2A; NBIA2B; PARK14; PNPLA9; CaI-PLA2; IPLA2-VIA; iPLA2beta; PLA2G6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8398
遺伝子ID	8398
免疫原	ヒトPLA2G6 (NP_003551.2) のアミノ酸151-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	O60733
タンパク質分子量	90kDa
配送	氷袋