


Wb、Elisa用Anti-Pla2G7ポリクローナル抗体 - Q13093

商品番号: CM0013269



前書き

ヒトPLA2G7（PAF-AH、LP-PLA2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。血小板活性化因子の分解および炎症性酸化ストレス経路の研究に使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2G7 Rabbit pAb
備考/別名	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7941
遺伝子ID	7941
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPLA2G7 (NP_005075.3) のアミノ酸51-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q13093
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスパッグ