


Wb、Elisa用 抗Pla2G7 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q13093

商品番号: CM0029337



前書き

ヒト PLA2G7 (LP-PLA2, PAF-AH)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。研究および体外診断薬開発における炎症、酸化ストレス、脂質代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2G7 ウサギ pAb
備考/別名	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7941
遺伝子ID	7941
免疫原	ヒト PLA2G7 (NP_005075.3) のアミノ酸172-441に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13093
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ