


AntiwbおよびElisa用Pla2R1ウサギモノクローナル抗体 - Q13018

商品番号: CM0007087



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質 PLA2R1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ホスリパーゼA2受容体の研究および腎臓病診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2R1 Rabbit mAb
備考/エイリアス	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2GIR; PLA2R1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22925
遺伝子ID	22925
免疫原	ヒト PLA2R1 (NP_031392.3) のアミノ酸810-910に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13018
タンパク質分子量	169 kDa
配送	アイスバッグ