

抗PLA2R1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13018

商品番号: CM0016766



前書き

PLA2R1に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISAで性能が確認されています。分泌型ホスホリパーゼA2受容体のシグナル伝達およびクリアランス経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLA2R1 ウサギ pAb
別名	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2GIR; PLA2R1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22925
遺伝子ID	22925
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPLA2R1 (NP_031392.3) のアミノ酸870-1130番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13018
タンパク質分子量	169kDa
輸送方法	保冷剤