

## 抗胎盤性アルカリホスファターゼ（Plap）ポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P05187

商品番号: CM0019462



### 前書き

CamelBioは、ヒト胎盤性アルカリホスファターゼ（PLAP）を標的とするウサギポリクローナル抗体を提供しており、胎盤生物学およびがん研究におけるウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | 胎盤性アルカリホスファターゼ（PLAP）ウサギpAb                                          |
| 備考/別名       | ALP; IAP; ALPI; PALP; PLAP; PLAP-I; 胎盤性アルカリホスファターゼ（PLAP）            |
| 種           | ヒト                                                                  |
| GeneID (ヒト) | 250                                                                 |
| GeneID      | 250                                                                 |
| 免疫原         | ヒト胎盤性アルカリホスファターゼ（PLAP）（NP_001623.3）のアミノ酸260-460に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                           |
| アプリケーション    | WB, IP, ELISA                                                       |
| 交差反応性       | ヒト                                                                  |
| SWISS       | P05187                                                              |
| タンパク質分子量    | 58kDa                                                               |
| 配送          | 氷袋                                                                  |