

Elisa及びIf-P用 抗胎盤ラクトゲン(Csh1)モノクローナル抗体 - P01243

商品番号: CM0002395

前書き

ヒト胎盤ラクトゲン(CSH1)を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ELISAおよびIF-Pに適しています。胎盤ホルモンおよび生殖生物学研究向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	胎盤ラクトゲン(CSH1) ウサギmAb
備考/別名	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Placental lactogen (CSH1)
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1442
遺伝子ID	1442
免疫原	合成ペプチド ヒト胎盤ラクトゲン(CSH1) (CSH1) (P0DML2) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01243
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷剤