

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Plauウサギポリクローナル抗体 - P00749

商品番号: CM0019504



前書き

ヒトPLAU（ウロキナーゼ型プラスミノゲン活性化因子）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。プロテアーゼおよび線溶研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PLAU ウサギ pAb
備考/別名	ATF; QPD; UPA; URK; u-PA; BDPLT5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5328
遺伝子ID	5328
免疫原	ヒトPLAU (NP_002649.1) のアミノ酸20-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00749
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ